



nachhaltiger Spaziergang durch die Welt der Lebensmittel

Mindesthaltbarkeit Lagerung Einkauf Kochen



# Kachkiste



## Versuch Zucker in Cola

1 Glas 200 ml, Wasser, 1 Esslöffel, 1 Teelöffel, Zucker, Cola

2 gestrichene Esslöffel Zucker (24 Gramm) in 1 Glas Wasser einrühren bis der Zucker komplett aufgelöst ist.

Anschließend wird der Geschmack getestet. Im Vergleich zu Cola oder Limonade schmeckt die reine Zuckerlösung erheblich süßer.

Durch die Zugabe von Säure schmeckt Cola oder Limo lange nicht so süß wie die Zuckerlösung

